

# ADERA MEDICO



### Opis:

**Adera Medico** je veoma fini prah bele boje, koji je na bazi dehidriranog kalcijum sulfata. Proizvod se dobija od probrane sirovine i u kombinaciji sa vodom daje homogenu smesu sa optimalnim vremenom obradivosti.

### Karakteristike:

Granulacija	< 160 $\mu\text{m}$
Vreme upotrebljivosti	min 6 minuta
Optimalna količina vode	600-700g / 1 kg materijal
Procenat dehidriranog kalcijum sulfata	min 89%
Primena	ručna
Reakcija na vatru	A1
Rok trajanja	6 meseci
Pakovanje	40 kg vreća
Otpornost na ulegnuća	2 sati min 2,5 N/mm <sup>2</sup> 7 sati min 5 N/mm <sup>2</sup>
Otpornost na pritisak	2 sati minim 4,5 N/mm <sup>2</sup> 7 sati minim 12 N/mm <sup>2</sup>
Cod SAP	91402

Interna tehnička specifikacija ST - 1 : 1998 " Gips za medicinske svrhe . "

### Aplikacije:

**Adera Medico** se koristi za medicinske svrhe, posebno za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju.



## Zaštitne mere

Raditi sa prikladnom zaštitnom opremom, naočarima i maskom za prah. Kod duže upotrebe nositi rukavice. Vreća se podiže uz savijanje kolena, dok su leđa uspravna. Izbegavati zaprašivanje okoline. Ne sipati proizvod u kanalizacionu mrežu. Može se ukloniti zajedno sa biorazgradljivim otpadom iz domaćinstva.



Priprema



Bez mešanja

## Prednosti :

- ▶ povećana otpornost
- ▶ lagana obradivost

## Uslovi skladištenja

Vreće trebaju da se čuvaju na drvenim paletama u pokrivenim, suvim i od vremenskih uslova zaštićenih prostorija. U slučaju delimične upotrebe pažljivo zatvorite vreću radi buduće aplikacije.

## Sertifikat

Procena usklađenosti proizvoda vrši se kroz kontrolu proizvodnje u fabrici i inicijalnim ispitivanjima tipa, koja vrši laboratorija proizvođača. Sistem menadžmenta kvaliteta sertifikuje se i ocenjuje periodično od strane sertifikacionog organa AEROQ, čija referenca je standard SR EN ISO 9001:2008 "Sistem menadžmenta kvaliteta.Zahtevi"